


VYŠETRENIA HUMORÁLNEJ IMUNITY

Stanovenie **parametrov humorálnej imunity** :



- **hladiny imunoglobulínov IgG, IgA, IgM, celkové IgE** – metóda imunonefelometrie/ imunoturbidimetrie
- **proteíny akútnej fázy CRP, AAT, AMG** – metóda imunonefelometrie
- **vyšetrenie komplementu:**
 - C3, C4 zložky** – metóda imunonefelometrie,
 - CH50, AH50** – funkčné testy aktivácie komplementu (klasická, alternatívna cesta)
- **stanovenie cirkulujúcich imunokomplexov (CIK)** – metóda imunoprecipitácie polyetylén glykolom (PEG)
- **protilátky IgG a IgA proti tkanivovej transglutamináze**
- **špecifické IgE** – stripové panely, makročip ALEX2 (pozri **alergologické testy**)

Biologický materiál: sérum

***krv bez prídavku aditíva,
(skúmavka s aktivátorom zrážanie resp.
separačným gélom)***

- **kryoglobulíny** – reverzibilná precipitácia

Biologický materiál: sérum

***krv bez prídavku aditíva: špeciálny odber
termín treba dohodnúť vopred telefonicky
s laboratóriom***