

Skladovanie a transport

Skladovanie a transport vzoriek:

- **Vzorky na PCR** treba do transportu uložiť v chladničke pri +4 až -20°C a zabezpečiť skorý transport na ľade. V prípade, že nie je možné zabezpečiť transport do 24-48 hod, uvedený materiál treba umiestniť v mrazničke.
- **Plnú krv na sérologické vyšetrenie** treba do transportu uložiť v chladničke pri +4 až -20°C a zabezpečiť skorý transport v chlade - **NEMRAZIŤ**. V prípade, že nie je možné zabezpečiť transport do 24 hod skladovať v chladničke pri +4 až -20°C - **NEMRAZIŤ**.
- **Krvné sérum** treba do transportu uložiť v chladničke pri +4 až -20°C a zabezpečiť skorý transport v chlade/pri laboratórnej teplote. V prípade, že nie je možné zabezpečiť transport do 24 hod skladovať v chladničke pri +4 až -20°C.
- **Likvor na sérológiu** treba do transportu uložiť v chladničke pri +4 až -20°C a zabezpečiť skorý transport na ľade.
- **Vzorky na izoláciu vírusu** na bunkovej kultúre je potrebné skladovať do doby transportu v chladničke pri +4 až -20°C a zabezpečiť skorý transport v chlade. V prípade, že nie je možné zabezpečiť transport do 24 hod, uvedený materiál treba umiestniť v mrazničke

V prípade skorého transportu je potrebný transport nezmrazenej vzorky na ľade. Ak je transportovaná vzorka už zmrazená, je potrebné zabezpečiť transport v zmrazenom stave v termoboxe/na ľade, aby sa zabránilo opakovanému zmrazovaniu a rozmrazovaniu vzorky.

Všeobecné pokyny na transport infekčného materiálu na vyšetrenie

- vzorku je potrebné zaslať do referenčného centra čo najskôr (transportnou službou laboratória, kuriérom)
- je nutné dodržiavať platné zásady pre transport infekčného materiálu
- používať iba jednorazové uzavreté plastové odberové skúmavky alebo mikroskúmavky zabezpečené proti vytečeniu obalením parafilmom (nie prelepením) a zabalené v jednorazovom plastovom obale určenom na transport infekčného materiálu, v uzavretých plastových vreckách alebo vhodných transportných nádobách
- každú odosielanú vzorku (plnej krvi, séra, likvoru) je treba označiť štítkom s informáciou o pacientovi, totožnou s informáciou uvedenou **na vyplnenej žiadosti o vyšetrenie/ výmennom lístku** (meno/kód, rodné číslo/dátum narodenia, dátum a čas odberu).